



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ПО VOICE2MED

1. Загрузка установочного файла


Загрузить установочный файл:

https://citto.ru/directions/1/PO/Prog_Voice2med

2. Установка клиентской части программы Voice2Med

Запустите установочный файл **med Client 4.1.643.exe** и в окне установки установите галочки перед пунктами:

- Запустить приложение после установки,
- Я согласен с условиями лицензионного соглашения.





Нажмите кнопку **Установить**.





3. Определение сетевых настроек

По окончании установки клиента программа будет запущена. В случае, если программа не запустилась, кликните дважды ярлык на рабочем столе. На панели задач Windows левой кнопкой мыши кликните значок приложения Voice2Med , в появившемся меню выберите пункт **Настройки**.



Перейдите во вкладку **Сеть** и в разделе **Сервер распознавания** установите следующие настройки:

Хост: 10.2.1.33

Порт: 39255



Сетевые настройки

Сервер распознавания

Хост:

Порт:

Нажмите кнопку **Готово**.