



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ ПО VOICE2MED

### 1. Загрузка установочного файла


Загрузить установочный файл:

[https://citto.ru/directions/1/PO/Prog\\_Voice2med](https://citto.ru/directions/1/PO/Prog_Voice2med)

### 2. Установка клиентской части программы Voice2Med

Запустите установочный файл Voice 2 med и в окне установки установите галочки перед пунктами:

- Запустить приложение после установки,
- Я согласен с условиями лицензионного соглашения.





Нажмите кнопку Установить.





### 3. Определение сетевых настроек

По окончании установки клиента программа будет запущена. В случае, если программа не запустилась, кликните дважды ярлык на рабочем столе. На панели задач левой кнопкой мыши кликните значок приложения Voice2Med , в появившемся меню выберите пункт Настройки.



Перейдите во вкладку Сеть и в разделе Сервер распознавания установите следующие настройки:

Хост: 10.2.128.98

Порт: 39255

#### Сетевые настройки

##### Сервер распознавания

Хост

Порт

Нажмите кнопку Готово.